

# Unidose 111 – 111A

## Microdoseur d'adhésifs liquides

### Caractéristiques

- Dosage de colles ou d'adhésifs liquides tels que cyanoacrylates, anaérobies, adhésifs UV, laques, décapants, etc. pour l'industrie microtechnique et horlogère
- Réservoir téflon 30-60-120-240 cc
- Application par crayon-doseur
- Volume minimum dosé 0,025 mm ou 1/40 mm selon la viscosité du produit
- Applications automatisées ou robotisées possibles
- Longévité du produit dosé accrue
- Facilité d'emploi et d'entretien
- Excellente répétitivité des dosages
- 111A: avec embout LL pour aiguilles de seringue jetables

### Charakteristiken

- Dosieren von Klebern oder haftenden Flüssigkeiten, wie Cyan-Acrylaten, anaerob Klebern, haftenden UV, Lacke, Lötlösung, Ölen, etc. für die Mikrotechnische und Uhren-Industrie
- Teflon Behälter 30-60-120-240 cc
- Anwendung mit einem Dosierstift Dosierte
- Mindestmenge 0,025 mm oder 1/40 mm, je nach Konsistenz des Produktes
- Automatisierende oder robotisierende Anwendungsmöglichkeiten
- Höhere Anwendung und Unterhalt
- Einfache Anwendung und Unterhalt
- Repetitive und regelmässige Dosierung
- 111A: mit LL Konus für Wegwerfnadeln



Assemblage et lubrification en horlogerie depuis 1987

Champs du Clos 1 ● CH-2613 Villeret ● Tél. 032 944 20 40 ● Fax 032 944 20 45

[www.svm-micromecanique.ch](http://www.svm-micromecanique.ch) ● [info@svm-micromecanique.ch](mailto:info@svm-micromecanique.ch)